



Echipament: Analizor termic simultan STA 449 F3 Jupiter
Nume de catalog: STA 449 F3
Anul: 2007
Producător: Netzsch, Germania

Domeniu de utilizare:

Echipamentul permite măsurarea schimbărilor de masă și a efectelor termice în materiale, inclusiv materialele neomogene.

Parametri funcționali:

- Masa probei de analiză - max 50 mg;
- Domeniul de temperaturi: -150 - + 1550 oC;
- Viteza de încălzire 0,1 - 50 oC/min
- Atmosfera de lucru: inertă, oxidantă, reducătoare;
- Regim: static sau dinamic;
- Nivel de vid: până la 10-2 mbari
- Posibilitate de analiza simultană TG-DTA/DSC;
- Software de analiză: Proteus.



Contact pentru servicii in cadrul PHOENIX:

Mariana Lucaci (mariana.lucaci@icpe-ca.ro)
Magdalena Lungu (Magdalena.lungu@icpe-ca.ro)
Tel: 021 346 72 31
Fax: 021 346 82 99

